

Fragebogen für die richtige Lavaset – Modellwahl

Welches Bett ist vorhanden und was wird benötigt?

	ja	nein
Pflegebett normal, 0,90m x 2,00m		
Krankenbett spezial / Stehbett (Richter oder Sacon)/ Kinderbett mit Gitterumrandung		
Bett mit Überlänge: Sondermaß: 0,90m x 2,20m		
Ist ein Lagerungssystem vorhanden oder vorgesehen? (Wechseldruck – Würfel oder sonstiges)		
Flexible Bettfolie mit Ablauf rechts und links, 0,85m x 1,95m (nur für Lavaset Modell L1/ ohne Wasserabsaugung)		
Flexible Bettfolie ohne Ablauf 0,85m x 1,95m (nur für Lavaset Modell L3 flexibel/ mit Wasserabsaugung)		
Aufblasbare Bettwanne 0,85m x 1,95m (nur für Lavaset Modell L3 aufblasbar/ mit Wasserabsaugung)		
1 Satz Schnellspanner (4 Stück)/ nur für flexible Bettfolie ist immer erforderlich wenn das Bett geschlossene Kopf- und Fußteile hat, um die Bettfolie mit den Klettbandern daran zu befestigen.		
Wasserzulaufschlauch / Entfernung von der Wasserquelle bis zum Bett (Standardbeschlauchung ist 8m)		
Wasserablaufschlauch / Entfernung vom Bett zurück zum Waschbecken (Standardbeschlauchung ist 8m)		
Schlauch-Sonderlängen bis zu 16m und mehr verlängerbar.....m		
ab 14m Wasserablaufschlauch (blau) ist eine stärkere Pumpe notwendig.		
<u>Welche Anschlussmöglichkeiten für den Wasserzulaufschlauch sind vorhanden?</u> Mischbatterie Perlator A Gew. M22 Perlator I Gew. M24 Wannenauslauf Perlator I Gew. M28 Duscharmatur mit ½“ A Gew.(Dreiwegeventil möglich) Durchlauferhitzer <u>nur elektronische</u> Geräte möglich		

Hinweis: Bei Lagerungssystemen sollte immer ein Lavaset Modell L3 eingesetzt werden,
plus einem Satz Schnellspanner um die Höhe des Spritzrandes der Bettwanne zu
erhalten.

Hausbesuch und Einweisung erfolgte am:

Unterschrift der Angehörigen / gesetzl. Vertreter: